

Биотинилированное Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd24 Для Проточной Цитометрии - P24807

Артикул: CM0005849

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD24 для проточной цитометрии. Нацелено на GPI-заякоренный гликопротеин, участвующий в развитии тимоцитов, модуляции В-клеток и иммуносупрессии. Валидировано на мышиных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD24
Примечания/Альтернативные названия	HSA; Cd24; Ly-52; нектадрин
Вид	Мышь
ID гена (человек)	100133941
ID гена	12484
Иммуноген	Рекомбинантный белок (аминокислоты 27-53 мышиного CD24, NP_033976.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P24807
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом