

Биотинилированное Моноклональное Антитело Против Мышиного Tcr Г/Δ - Tcr Г/Δ

Артикул: CM0011963

введение

Конъюгированное с биотином моноклональное антитело армянского хомяка, нацеленное на мышиный TCR γ/δ, оптимизированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения субпопуляций гамма-дельта Т-клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Биотинилированное антитело против мышиного TCR γ/δ (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Вид	Мышь
ID гена	110066/110067
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного TCR γ/δ
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом