


Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd235a/Гликофорина А Для Проточной Цитометрии - P02724

Артикул: CM0008564



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD235a/Гликофорина А для проточной цитометрии. Гликофорин А является основным мембранным белком эритроцитов и антигеном системы групп крови MN, а также служит рецептором для вируса гепатита А и Plasmodium falciparum.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против человеческого CD235a/Гликофорина А (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPERik; HGpMIV; HGpMIXI; HGpSta(C)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2993
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-91 человеческого CD235a (NP_002090.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярная масса белка	13 кДа / 16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом