

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd34, Биотин, Для Проточной Цитометрии — P28906

Артикул: CM0011191

введение

Биотинилированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD34 (P28906), для проточной цитометрии. Валидировано на человеческих гемопоэтических прогениторных клетках. Надежный реагент для исследования стволовых клеток и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин, кроличье моноклональное антитело к человеческому CD34
Примечания/Альясы	CD34; молекула CD34; GIG3
Вид	Человек
ID гена (человек)	947
ID гена	947
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФП (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	35 кДа/41 кДа
Доставка	Хладоэлемент