

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd34, Конъюгированное С Биотином, Для Проточной Цитометрии — P28906

Артикул: CM0005083

введение

Конъюгированное с биотином моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого CD34 — маркера гемопоэтических прогениторных клеток. Валидировано для применения в проточной цитометрии. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим антигеном. Подходит для исследований стволовых клеток и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD34, меченное биотином
Примечания/Алиасы	CD34; молекула CD34; GIG3
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	947
ID гена	947
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	35 кДа/41 кДа
Доставка	Ледяной пакет