

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd45Ra Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0010586

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD45RA (Изоформа 6 PTPRC). Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). Идеально для субтипирования лейкоцитов в исследованиях и разработке IVD-тестов. Молекулярная масса ~138 кДа. Реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело к человеческому CD45RA (мкАТ)
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 человеческого CD45RA (P08575-8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом