

Биотинилированный Кроличий Моноклональный Антитело Против Человеческого Cd56/Ncam1 Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0004667



введение

Меченное биотином кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD56/NCAM1, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии нейронов, роста нейритов и механизмов вирусного проникновения с участием NCAM1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин кролик анти-человеческий CD56/NCAM1 mAb
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	95 кДа
Доставка	Сумка-холодильник