


Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd14 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0005390



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело, направленное против CD14 человека и макак-крабоедов, валидированное для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген; обеспечивает реактивность с моноцитами и макрофагами; идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и сигнального пути LPS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин кроличье МАб против CD14 человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	CD14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	929
GeneID	929
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-352 CD14 человека (NP_000582.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P08571
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	В ледяном пакете