

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd16 Для Fc - P08637 / 075015

Артикул: CM0011673



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD16 (FCGR3A/FCGR3B) для проточной цитометрии. Перекрестно реагирует с человеком и яванским макаком, идеально для исследований NK-клеток и ADCC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD16 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2214/2215
ID гена	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого FCGR3A/FCGR3B (P08637/075015)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак (Cynomolgus)
SWISS	P08637/075015
Молекулярная масса белка	29 кДа/26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом