


Моноклональное Антитело Кролика К Биотину Против Человеческого/Обезьяньего Cd20 Для Проточной Цитометрии — P11836

Артикул: CM0005961



введение

Биотин-конъюгированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий/обезьяний CD20 (В-лимфоцитарный антиген CD20), валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Распознаёт специфический мембранный белок В-клеток, участвующий в кальциевой сигнализации, с молекулярной массой 33–36 кДа. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к биотину против человеческого/обезьяньего CD20
Примечания/Альтернативные названия	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
ID гена (человек)	931
ID гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого CD20 (NP_068769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P11836
Масса белка	14 кДа/33 кДа
Доставка	Хладопакет