

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd3 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0010608



введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело, направленное против эпсилон-субъединицы CD3 человека и макаки-крабоеда. Валидировано для проточной цитометрии; этот реагент поддерживает профилирование Т-клеток в иммуноонкологии и разработке диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин кроличье МАТ против CD3 человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (Человек)	916
ID гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок (аминокислоты 1-126 CD3 человека, NP_000724.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P07766
Молекулярный вес белка	23 кДа
Доставка	В ледяном пакете