

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd3 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P07766

Артикул: CM0008181



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против эпсилон-цепи CD3 человека и яванской макаки, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на комплекс TCR-CD3, необходимый для исследований активации и развития Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против CD3 человека/обезьяны
Примечания/псевдонимы	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	916
Идентификатор гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом