

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело К Hla-Dr Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии (Fc) - P01903

Артикул: CM0012367



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело к альфа-цепи HLA-DR, валидированное для проточной цитометрии на образцах человека и яванской макаки. Идеально подходит для фенотипирования иммунных клеток и исследований презентации антигенов MHC II класса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье моноклональное антитело к HLA-DR человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3122
Идентификатор гена	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок HLA-DRA человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет