


Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd11b, Биотиновая Метка, Для Проточной Цитометрии — P05555

Артикул: CM0004386



введение

Биотин-конъюгированное моноклональное антитело кролика против мышиного CD11b (интегрин альфа-M, CR3). Валидировано для проточной цитометрии, детектирует белок массой 127 кДа, реагирует с мышиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD11b, биотиновая метка
Примечания/Синонимы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GenelD (человек)	3684
GenelD	16409
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	Холодильный пакет