

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd19 Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0009868

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному CD19 (UniProt P25918), валидированное для проточной цитометрии. Позволяет детектировать В-лимфоциты в исследованиях иммунофенотипирования и развития В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против мышиного CD19 (мкАТ)
Вид	Мышь
ID гена (человек)	930
ID гена	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD19
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В пакете со льдом