

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0006151

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD25 (IL2RA), для проточной цитометрии (FC). CD25 представляет собой альфа-цепь рецептора интерлейкина-2, играющую ключевую роль в иммунной толерантности и функции Treg-клеток. Подходит для работы с мышиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Биотинилированное кроличье антимышиное моноклональное антитело к CD25
Примечания/Альтернативные названия	CD25; IL2r; Ly-43
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3559
ID гена	16184
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярный вес белка	30 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике