

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd28, Меченное Биотином, Для Проточной Цитометрии - P31041

Артикул: CM0012572



введение

Конъюгированное с биотином моноклональное антитело кролика против мышиного CD28, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований активации и костимуляции Т-клеток в иммунологических исследованиях и разработке диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD28, меченное биотином
Примечания/Синонимы	Cd28
Вид	Мышь
ID гена (человек)	940
ID гена (мышь)	12487
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-149 мышиного CD28 (NP_031668.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет