

Биотинилированный Кроличий Моноклональный Антитело Против Мышиного Cd4 - P06332

Артикул: CM0011372

введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD4 (L3T4, Ly-4), для проточной цитометрии. Иммуноген охватывает внеклеточный домен; валидирован для мыши. Идеально подходит для изучения Т-хелперных клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированный кроличий моноклональный антитело против мышиного CD4
Примечания/Псевдоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
ID гена (человеческий)	920
ID гена	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник