

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd4 С Биотином Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0005197

введение

Биотинилированное моноклональное антитело кролика, направленное против мышиного CD4 (L3T4, Ly-4). Валидировано для проточной цитометрии на мышиных образцах. Корецептор МНС класса II, необходимый для функции хелперных Т-клеток. Swiss-Prot: P06332.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против мышиного CD4 с биотином
Примечания/алиасы	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет