

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0009244

введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело против мышиного CD45 (PTPRC, L-CA, B220) для проточной цитометрии. Подходит для обнаружения общего лейкоцитарного антигена в образцах мыши, валидировано для FC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антимышиное CD45 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Iюс; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Хранение и доставка	Хранить при -20°C