

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd45, Биотиновое, Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0008686

введение

Биотинилированное моноклональное антитело кролика против мышиного CD45 (P06800), валидированное для проточной цитометрии. Получено с использованием рекомбинантного иммуногена (а.к. 26-566), детектирует мышиный CD45 в форме нескольких изоформ (130-144 кДа), предназначено для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотиновое мкА кролика против мышиного CD45
Примечания/Альтернативные названия	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид мишени	Мышь
GeneID (человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий аминокислоты 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа / 140 кДа / 144 кДа
Доставка	Холодильный пакет