

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd5 Для Проточной Цитометрии - P13379

Артикул: CM0011224

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD5 (Ly-1). Предназначено для детекции Т-клеточного поверхностного гликопротеина в образцах мыши методом проточной цитометрии (FC). Валидировано на перекрестную реактивность с мышиными образцами. Мишень 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антимышиное моноклональное антитело к CD5
Примечания/Алиасы	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	921
ID гена	12507
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 мышиного CD5 (NP_031676.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом