


Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело К Cd8a Мыши Для Проточной Цитометрии — P01731

Артикул: CM0010692



введение

Биотин-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против CD8a (Ly-2) мыши, для проточной цитометрии. Распознаёт альфа-цепь CD8 — корецептор Т-клеток массой 27 кДа, играющий ключевую роль во взаимодействии с МНС класса I и иммунитете, опосредованном цитотоксическими Т-лимфоцитами (CTL).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье моноклональное антитело к CD8a мыши
Примечания/синонимы	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	925
Идентификатор гена	12525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 CD8a мыши (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом