

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0009201



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD8a для проточной цитометрии. Специфично к мышиному поверхностному гликопротеину Т-клеток CD8 альфа-цепи (ММ 27 кДа). Идеально для исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотиновое кроличье анти-мышиное CD8a mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	В сумке со льдом