

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Iga Мыши (Fc)

Артикул: CM0008678

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против IgA мыши (Fc) для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфично к Fc-области IgA мыши, что обеспечивает минимальные помехи. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и мукозального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против IgA мыши (Fc)
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-344 IgA мыши.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом