

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Igm Мыши Для Проточной Цитометрии - P01872

Артикул: CM0004827



введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело против константной области тяжелой цепи IgM мыши, специально валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает как мембраносвязанный BCR, так и секретируемый IgM на В-клетках мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин кролик anti-Mouse IgM mAb
Примечания/Псевдоним	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-454 IgM мыши (P01872)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом