

Биотинилированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Интегрин Альфа-2/Cd49В Для Проточной Цитометрии - Q62469

Артикул: CM0005661

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный интегрин альфа-2 (CD49b/DX5/GPIa). Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований коллагеновых рецепторов и клеточной адгезии. Предсказанная молекулярная масса 129 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против мышинного интегрин альфа-2/CD49b (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	DX5; GPIa; CD49B
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3673
GeneID	16398
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 168-366 мышинного интегрин альфа-2/CD49b (NP_032422.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62469
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия доставки	В термосумке с хладогентом