

Кроличье Моноклональное Антитело К Биотину Для Обнаружения Биотина В Приложениях Wb И Elisa

Артикул: CM0000014

введение

Это кроличье моноклональное антитело к биотину нацелено на биотин и валидировано для приложений WB и ELISA. Оно подходит для исследований по мечению биотином, обнаружения биотинилированных молекул и контроля качества при разработке диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье mAb к биотину
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный белок, Биотин
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Другое (предполагается широкий спектр)
Доставка	Ледяной пакет