

Поликлональное Антитело Кролика К Биотину

Артикул: CM0021067

введение

Поликлональное антитело кролика к биотину (pAb) для детекции методом Вестерн-блоттинга (WB). Видонезависимая перекрёстная реактивность обеспечивает широкое применение в анализах биотинилирования и при анализе белков, меченных биотином. Поставляется с доставкой в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к биотину
Иммуноген	Химические соединения
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB
Перекрёстная реактивность	Видонезависимая
Доставка	Пакет со льдом