

Биотинилированное Крысиное Моноклональное Антитело К Мышиному Cd3 Для Fc - P04235 / P22646

Артикул: CM0004415

введение

Конъюгированное с биотином крысиное моноклональное антитело против дельта- и эпсилон-цепей мышиного CD3. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для изучения активации Т-клеток, дифференцировки тимоцитов и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Биотинилированное крысиное антитело к мышиному CD3 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	916/915
GeneID	12500/12501
Иммуноген	Синтезированный пептид, полученный из мышиного CD3.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235/P22646
Молекулярная масса белка	19 кДа/21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом