

Биотинилированное Крысиное Моноклональное Антитело Против Мышиного Ter-119 - Ter-119

Артикул: CM0006219

введение

Конъюгированное с биотином крысиное моноклональное антитело, нацеленное на мышиный антиген TER-119, для применения в проточной цитометрии (FC). Специфично к мышиным образцам, подходит для исследовательского использования в исследованиях эритроидного ряда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное крысиное антитело против мышиного TER-119 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ter119; TER-119
Вид	Мышь
Идентификатор гена	104231
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного TER-119
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом