

Кроличье Поликлональное Антитело К Bmpr1B — O00238

Артикул: CM0019402



введение

Кроличье поликлональное антитело к BMPR1B валидировано для методов IF-P, IHC-P и ELISA. Оно выявляет BMPR1B человека, мыши и крысы — рецептор BMP7 и GDF5, участвующий в дифференцировке хондроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к BMPR1B
Примечания/синонимы	ALK6; AMD3; AMDD; BDA2; ALK-6; BDA1D; CDw293; BMPR1B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	658
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00238
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом