

Кроличья Рab К Bmpr2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - Q13873

Артикул: CM0029940



введение

Кроличья поликлональная антитело (pAb) к BMPR2 (Q13873) предназначено для мишени — рецептор костного морфогенетического белка 2 типа (BMPR2). Применяется для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуноферментного анализа (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с человеческими, мышинными и крысиными образцами; подходит для изучения легочной гипертензии и сигнальных путей BMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BMPR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Вид	Человек
GenelD (Человек)	659
GenelD	659
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-150 человеческого BMPR2 (NP_001195.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13873
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	С ледяным пакетом