

Поликлональное Кроличье Антитело К Bob1 (Pou2Af1) Для Wb, Elisa — Q16633

Артикул: CM0020803



введение

Высокоспецифичное поликлональное кроличье антитело к BOB1 (POU2AF1), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Нацелено на транскрипционный коактиватор BOB1 человека, участвующий в иммунном ответе В-клеток; идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к BOB1
Примечания/синонимы	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; POU class 2 associating factor 1
Вид	Человек
GeneID	5450
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 BOB1 человека (NP_006226.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q16633
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом