


Кроличье Поликлональное Антитело К Brd3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафина, Ифа - Q15059

Артикул: CM0019116



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий BRD3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ИФА. Детектирует BRD3 человека и крысы. Идеально для исследований хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BRD3
Примечания/Альтернативные названия	ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8019
ID гена	8019
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-305 человеческого BRD3 (NP_031397.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафин (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q15059
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом