


Поликлональные Кроличьи Антитела К Brd4 Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — O60885

Артикул: CM0021369



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому BRD4 (белок 4, содержащий бромодомен), подходящие для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживают BRD4 человека, мыши и крысы. Полезны в исследованиях эпигенетической и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BRD4 кроличьи ппА
Примечания/синонимы	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Вид	Человек
ID гена	23476
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-794 человеческого BRD4 (NP_001317313.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Холодильный пакет