


Кроличьи Поликлональные Антитела К Brd7 - Q9Npi1

Артикул: CM0020214



введение

Анти-BRD7 кроличьи поликлональные антитела для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. BRD7 — это белок с бромодоменом, участвующий в ремоделировании хроматина, сигналинге Wnt и подавлении опухолевого роста. Подходит для исследований транскрипции и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BRD7
Примечания/аллиасы	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; BRD7
Вид	Человек
ID гена (человек)	29117
ID гена	29117
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-95 человеческого BRD7 (NP_037395.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPI1
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	С хладагентом