

Мышь Моноклональное Антитело K Brdu - Бромдезоксисуридин

Артикул: CM0003114

введение

Мышь моноклональное антитело к BrdU является моноклональным антителом, специфичным к бромдезоксисуридина, подходит для применения в ИФ/ИК и ИФА. Оно проявляет перекрестную реактивность со всеми видами, что делает его универсальным инструментом для исследования пролиферации клеток и синтеза ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Мышь мАб к BrdU
ID гена (человек)	BrdU
Иммуноген	Рекомбинантный белок, Бромдезоксисуридин
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Все виды
Доставка	С пакетом со льдом