


Кроличье Поликлональное Антитело К Bre - Q9Nxr7

Артикул: CM0016366



введение

Кроличье поликлональное антитело к BRE, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок (aa 51-229). Используется в исследованиях репарации повреждений ДНК и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BRE
Примечания/Альтернативные названия	BRE; BRCC4; BRCC45
Вид	Человек
GeneID (человек)	9577
GeneID	9577
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-229 белка BRE человека (NP_954661.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NXR7
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом