


Кроличье Pab Против Bscl2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96G97

Артикул: CM0016638



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого BSCL2 (сейпина). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований биологии липидных капель и адипогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против BSCL2
Примечания/Альтернативные названия	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26580
GeneID	26580
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-363 человеческого BSCL2 (NP_116056.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96G97
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом