


Поликлональные Антитела Крол К Bst1 - Q10588

Артикул: CM0025367



введение

Поликлональные антитела кролика к BST1 (CD157, cADPR2), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Подходят для изучения сигнального пути циклического АДФ-рибозы и роста пре-В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BST1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD157; cADPR2; BST1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	683
GeneID	683
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-293 человеческого BST1 (NP_004325.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q10588
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом