


Кроличья Поликлональная Антитело Против Btk Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q06187

Артикул: CM0013347



введение

Кроличья поликлональное антитело против BTK, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Целевая тирозин-протеинкиназа BTK (Q06187), ключевая молекула сигнализации В-клеток, для исследований в области иммунологии и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BTK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Вид	Человек
GeneID (человек)	695
GeneID	695
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 173-272 человеческого BTK (NP_000052.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q06187
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом