


Кроличье Поликлональное Антитело C8B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P07358

Артикул: CM0025553



введение

Кроличье поликлональное антитело C8B, нацеленное на бета-цепь комплемента C8, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью в отношении человека, мыши, крысы. Идеально для исследований мембраноатакующего комплекса и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb C8B
Примечания/Альтернативные названия	C82; C8B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	732
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-350 человеческого C8B (NP_000057.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07358
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом