


Кроличья Поликлональная Антитела К Cadm1 Для Вб, Ифа - Q9By67

Артикул: CM0023274



введение

Кроличья поликлональная антитела к CADM1 — поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с CADM1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, подавления опухолевого роста и синаптической функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CADM1
Примечания/Синонимы	BL2; ST17; IGSF4; NECL2; RA175; TSLC1; IGSF4A; Nect-2; SYNCAM; sglGSF; sTSLC-1; synCAM1; CADM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23705
ID гена	23705
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 45-344 человеческого CADM1 (NP_055148.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BY67
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовой пакет