

Поликлональное Антитело Кролика К Cadps Для Ihc-P, Elisa — Q9ULU8

Артикул: CM0022499



введение

Поликлональное антитело кролика к CADPS, валидированное для IHC-P и ELISA. Нацелено на активатор 1 кальций-зависимой секреции (CAPS-1/CADPS1) в нервной и эндокринной тканях человека. Идеально подходит для исследований экзоцитоза и секреции нейромедиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CADPS Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Вид	Человек
GeneID (человек)	8618
GeneID	8618
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1020-1100 человеческого CADPS (NP_899630.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULU8
Молекулярная масса белка	153 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом