

Калмегин Кролика Mab Для Wb, If-P, Elisa - O14967

Артикул: CM0003867

введение

Моноклональные антитела кролика против Калмегина, валидированные для WB, IF-P, ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный Калмегин (70 кДа). Для исследований сперматогенеза и шаперонов ЭПР. - O14967

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Калмегин кролика mAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1047
GeneID	1047
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-350 человеческого Калмегина (O14967).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14967
Молекулярный вес белка	70 кДа
Доставка	Сумка со льдом