

Кроличье Моноклональное Антитело К Кальретину Для Wb, IHC-P, IF-P, Elisa — P22676

Артикул: CM0007602

введение

Кроличье моноклональное антитело к кальретину (P22676), валидированное для WB, IHC-P, IF-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований кальциевого гомеостаза, нейрональной пластичности и тканей мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к кальретину
Примечания/синонимы	CR; CAL2; CAB29; кальретинин
Вид	Человек
ID гена (человек)	794
ID гена	794
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-271 кальретина человека (NP_001731.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22676
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент