

## Поликлональные Антитела Кролика Против Calu Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43852

Артикул: CM0030100

### введение

Поликлональные антитела кролика против CALU (O43852), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Калуменин регулирует зависимость от витамина К карбоксилирование и связывание кальция. Идеально подходят для исследований ЭПР/аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CALU Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | CALU; калуменин                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена                   | 813                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-315 человеческого CALU (NP_001210.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | O43852                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 37кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                     |