

Поликлональное Антитело Кролика К Camp Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Артикул: CM0017526



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CAMP (LL-37/CAP-18), валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Для исследований врождённого иммунитета и антимикробных механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAMP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Вид	Человек
GeneID (человек)	820
GeneID	820
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 132-170 человеческого CAMP (NP_004336.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P49913
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет