


Кроличий Моноклональный Антитело К Capg Для Wb, Elisa - P40121

Артикул: CM0009574



введение

Кроличье моноклональное антитело к CAPG (P40121), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелено на макрофагный кэппирующий белок, ключевой регулятор актина. Подходит для исследований цитоскелета и функций макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAPG кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	MCP; AFCP; HEL-S-66; CAPG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	822
GeneID	822
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-188 человеческого CAPG (P40121).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40121
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом